

**MPG** Healthcare

SCHUTZPRODUKTE

# MPG Healthcare

Produktdatenblatt

---

FFP2 Atemschutzmaske

Modell: "Cherry"

## Produktdetails – FFP2

Standard	FFP2 (EN149:2001)
Filterleistung (mind. $\geq X\%$ )	> 94% (exakte Filter Effizienz siehe Test Report)
Prüfstoff	NaCl und Paraffinöl
Durchflussrate	95 L/min
Innere Leckage	$\leq 8\%$ Leckage
Einatmungswiderstand	$\leq 70$ Pa (bei 30 L/min) $\leq 240$ Pa (bei 95 L/min) $\leq 500$ Pa (Verstopfung)
Durchflussrate	variabel, siehe oben
Ausatmungswiderstand (max. Druckabfall)	$\leq 300$ Pa
Anforderungen Leckage über Ausatemventil	N/A
Durchflussrate	160 L/min
Betätigungskraft	N/A
CO2 Freigabe Anforderung	$\leq 1\%$

## Verpackungseinheit



6 Stück / Box, einzeln verpackt

# FFP2 Modell: „Cherry“

## Partikelfiltrierende Halbmaske



Artikelname: FFP2-CHERRY-SET6-1

CE 0598

Die FFP2 Maske besteht aus fünf hautfreundlichen Vliesstoffschichten mit integriertem Mikrofilter, die effektiv vor Bakterien durch Luftverschmutzung schützt. Sie hat einen weichen und komfortablen Nasenclip sowie anpassbare, elastische Ohrschlaufen. Das Material ist weich und reizt die Haut nicht. Der hohe Tragekomfort und sichere Halt der FFP2 Maske sowie das geringe Gewicht ermöglicht ein fast vollkommen unbehindertes Atmen. Zur Entlastung der Ohren beim Tragen sind Befestigungsclips inkludiert.

- Mehr Sicherheit durch besser Filterung, als bei normalen Stoff- oder MNS Masken
- Optimale Anpassung durch flexiblen Nasenbügel
- Angenehmer Tragekomfort auch über längeren Zeitraum, aufgrund vertikaler Falte

### VERPACKUNGSMERKMALE

- 6er Packungen
- Polybag 1er unterverpackt, inkl. Clip

### TRAGEDAUER

Eine wirksame Maßnahme ist Erholung in der Form von Unterbrechungen beim Tragen der Atemschutzmaske. Für filtrierende Halbmasken ohne Ausatemventil ist eine Tragedauer von 75 Minuten mit einer darauf folgenden Erholungsdauer von 30 Minuten vorgesehen.

Das Produkt ist konform mit der EN149:2001+A1:2009

## Richtiger Umgang mit Schutzmasken

MNS, KN95 und FFP2 Masken können nur bei korrekter Nutzung Schutz bieten. Bei der Anwendung sollten Sie daher ein paar wichtige Punkte beachten:

Achten Sie beim Anlegen des Mundschutzes darauf, dass er gut sitzt und eng anliegt.



Ziehen Sie den Schutz über Mund, Nase und Kinn. Befestigen Sie die Bänder hinter den Ohren.

Berühren Sie den Mundschutz während des Tragens nun nicht mehr. Zupfen Sie nicht daran herum.



Die Außenseite könnte verkeimt sein!

Achten Sie beim Abnehmen des Mundschutzes darauf, die Vorderseite nicht zu berühren.



✘ Berühren Sie nicht die Vorderseite des Mundschutzes.

✔ Nehmen Sie den Schutz nur über die Bänder ab.

Nach der Abnahme: Waschen Sie Ihre Hände gründlich für mindestens 20 Sekunden.



Nutzen Sie dafür die nächste Gelegenheit. Auch ein Desinfektionsmittel kann hier nützlich sein.

# MPG Healthcare

---

**IMPORTEUR - VERTRIEB**

MPG GmbH

Liebenauer Tangente 4

8041 Graz

Austria

[info@mpg-healthcare.com](mailto:info@mpg-healthcare.com)