

LookLook FFP2 NR

Partikelfiltrierende Halbmaske

FFP2 Masken mit Ventil auf Anfrage unter info@mpg-healthcare.com



FFP2-LOOK-SET20-I
CE 0370



FFP2-LOOK-SET20-BL
CE 0370

FARBEN:



Schwarz



Weiß

Die FFP2 Maske besteht aus fünf hautfreundlichen Vliesstoffschichten mit integriertem Mikrofilter. Die mehrschichtige Maske kann effektiv vor Bakterien durch Luftverschmutzung schützen.

SPEZIFIKATIONEN

- CE-zertifiziert (CE Nummer: 0370)
- Integrierter komfortabler Nasenclip
- Elastische Ohrschlaufen inklusive Befestigungsclip (Befestigung am Hinterkopf)
- Mehr Sicherheit durch bessere Filterung, als bei normalen Stoff- oder MNS Masken

TRAGEDAUER

Eine wirksame Maßnahme ist Erholung in der Form von Unterbrechungen beim Tragen der Atemschutzmaske. Für filtrierende Halbmasken ohne Ausatemventil ist eine Tragedauer von 75 Minuten mit einer darauf folgenden Erholungsdauer von 30 Minuten vorgesehen.

VERPACKUNGSEINHEITEN

- 20 Stück / Box einzelverpackt (Weiß)
- 20 Stück / Box (4x5er Polybags) (Schwarz)
- 10 Stück / Box (2x5er Polybags) (Schwarz und Weiß)

Das Produkt ist konform mit der EN149:2001+A1:2009