

# LookLook FFP2 Small NR

## Partikelfiltrierende Halbmaske

Speziell geeignet für schmale Gesichter



FFP2-MASKE-SMALL-B / FFP2-MASKE-SMALL-G / CE 0370

### IN WEITEREN FARBEN VERFÜGBAR



FFP2-MASKE-SMALL-G  
Rosa & Blau



FFP2-MASKE-SMALL-B  
Türkis & Schwarz

Die FFP2 Maske Small besteht aus fünf hautfreundlichen Vliesstoffschichten mit integriertem Mikrofilter, die effektiv vor Bakterien durch Luftverschmutzung schützt.

#### SPEZIFIKATIONEN

- CE-zertifiziert CE 0370
- Speziell geeignet für schmale und kleine Gesichter
- Integrierter komfortabler Nasenclip
- Elastische Ohrschlaufen inklusive Befestigungsclip (Befestigung am Hinterkopf)
- Mehr Sicherheit durch bessere Filterung, als bei normalen Stoff- oder MNS Masken

#### TRAGEDAUER

Eine wirksame Maßnahme ist Erholung in der Form von Unterbrechungen beim Tragen der Atemschutzmaske. Für filtrierende Halbmasken ohne Ausatemventil ist eine Tragedauer von 75 Minuten mit einer darauf folgenden Erholungsdauer von 30 Minuten vorgesehen.

#### VERPACKUNGSEINHEIT

10 Stück / Box einzeln verpackt

Das Produkt ist konform mit der EN149:2001+A1:2009