

DOC-TNC FFP3 NR

Partikelfiltrierende Halbmaske

FFP3 Masken mit Ventil auf Anfrage unter info@mpg-healthcare.com



FFP3-MASKE-SET35-1
CE 0598

Die FFP3 Maske besteht aus fünf hautfreundlichen Vliesstoffschichten mit integriertem Mikrofilter. Die mehrschichtige Maske kann effektiv vor Bakterien durch Luftverschmutzung schützen.

SPEZIFIKATIONEN

- CE-zertifiziert (CE Nummer: 0598)
- Integrierter komfortabler Nasenclip
- Elastische Kopfbänderung für mehr Tragekomfort
- Mehr Sicherheit durch bessere Filterung, als bei normalen Stoff- oder MNS Masken

TRAGEDAUER

Eine wirksame Maßnahme ist Erholung in der Form von Unterbrechungen beim Tragen der Atemschutzmaske. Für filtrierende Halbmasken ohne Ausatemventil ist eine Tragedauer von 75 Minuten mit einer darauf folgenden Erholungsdauer von 30 Minuten vorgesehen.

VERPACKUNGSEINHEIT

- 35 Stück / Box einzeln verpackt

Das Produkt ist konform mit der EN149:2001+A1:2009.