

Face Shield mit Brillengestell

(MPG-HC-5)



Anwendung
OHNE BRILLE



Anwendung
MIT BRILLE

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Das transparente Visier aus Polycarbonat und APET schützt Sie vor potenziell infektiösen Tröpfchen (Eigenschutz) und kann Ihre Umgebung vor infektiösen Speichel- bzw. Schleimtröpfchen schützen.

Das Schutzvisier hat eine Größe von 22 cm x 19 cm x 14 cm und bietet somit einen Rund-um-Schutz von der Stirn bis unter das Kinn. Durch das geringe Gewicht und der einfachen Handhabung ist das Schutzvisier angenehm zu tragen und simpel anzuwenden. Vor allem für Brillenträger ideal, da das Visier über der eigenen Brille getragen werden kann. Flexible Nasenpads, aufgrund des Materials. Auf dem Visier befindet sich auf beiden Seiten eine Schutzfolie, die vor Gebrauch entfernt werden muss.

VORTEILE

- Keine Druckstellen und kein Beschlagen, dank des komfortablen Brillengestells
- Einfacher Tausch des Visiers, durch simples klick-on/off-System
- Wiederverwendbar und leicht zu reinigen
- Ersatzvisiere separat verfügbar

PRODUKTINFORMATIONEN

Visier mit Nasenteil: Transparentes Visierteil, lose verpackt

Material: PC und APET

Farbe: Blau /transparent

Größe: 22 cm x 19 cm x 14 cm

Zertifiziert nach EN166