

# Face Shield mit Schaumstoff

(MPG-HC-7)



Das Schutzvisier besteht aus einem hochwertigen Schaumstoff, einem 20C-PET-Kunststoffschild und einem dehnbaren elastischen Stirnband. Dadurch ist es leicht, bequem und sicher sowie für fast alle Kopfgrößen geeignet. Dieser Vollgesichtsschutz ist sehr leicht, wodurch der Kopf beim Tragen entlastet ist.

Das transparente, beschlagfreie Schutzvisier passt über die meisten optischen Brillen und Schutzbrillen und schützt effektiv vor Tröpfchenübertragung, Spritzern und Niesen.

#### MATERIAL

20C-PET-Kunststoff

#### FARBE

Blau / transparent

#### GRÖSSE

Geeignet für einen Kopfumfang von 50 – 60 cm (19,7“ – 23,6“)