

# Joinstar

## Anterio Nasal

### Vorderer Nasenabstrich

#### ANTIGEN-JS-SET5-AN-D

CE 1011  
 PEI: TEST ID (PROF. USE): AT236/20  
 PEI: TEST ID (SELF-TEST): AT1276/21  
 EU COMMON LIST: DEVICE 1333



#### Immuno-graphischer In-vitro Schnelltest

##### SPEZIFIKATIONEN

- CE-zertifiziert für die Laientestung
- Abstrich im vorderen Nasenbereich (Anterio nasal)
- Einfache Handhabung
- Zeitsparend
- In Österreich BASG und in Deutschland BfArM gelistet

##### LAGERBEDINGUNGEN

In einem trockenen gut belüfteten Raum (2°-30° C), Anwendung bei 15°- 30° C.

##### VERPACKUNGSEINHEITEN UND INHALT

**Packungsgrößen: 1 Test Set, 5 Test Sets und 25 Test Sets einzeln verpackt**

- Testkassette
- Steriler Tupfer
- Probenröhrchen (Pufferlösung vorabgefüllt)
- Gebrauchsanweisung

##### ANWENDUNG

Der Abstrich wird aus dem vorderen Bereich der Nasenlöcher (Links und Rechts) entnommen. Die Probe wird durch Drehen des Test Tupfers im Probenröhrchens und anschließendes zusammendrücken des Probenröhrchens in die Lösung extrahiert. Nach kurzem beiseite stellen des Probenröhrchens kann man nun 2 Tropfen der Lösung auf die Testkassette geben. In 15 Minuten sehen sie nun das Ergebnis.

##### LEISTUNGSMERKMALE

Der COVID-19-Antigen-Schnelltest wurde mit einer kommerziellen PCR verglichen.

Die Gesamtsensitivität 96,1%

Die Gesamtspezifität beträgt 99,2%

Die Gesamtübereinstimmungsrate beträgt 98,7%

Bitte beachten Sie die weiteren Informationen der Gebrauchsanweisung