



Artikelnummer 1000010123



Excellent

Gesichtsmaske mit elastischen Ohrenschlaufen, Typ IIR, ABENA Excellent, 3-Schicht, blau, Einweg

- ✓ Typ IIR nach EN 14683:2019
- ✓ Mit elastischen Ohrenschlaufen
- ✓ Weich und bequem
- ✓ Flüssigkeitsbeständig bei einem Druck von 120 mmHg
- ✓ Geringer Atemwiderstand
- ✓ Hohe Bakterienfiltration
- ✓ Minimiert Kreuzkontaminationen
- ✓ Hygienisch



Produktbeschreibung

Gesichtsmaske mit weichen, aber starken elastischen Ohrenschlaufen und Nasenklammer für einen guten Sitz. Die Maske hat einen geringen Atemwiderstand und einen hohen Filtrationsgrad für Bakterien. Sie ist für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal in Operationsräumen oder anderen medizinischen Einrichtungen mit ähnlichen Hygieneanforderungen vorgesehen, um die Kreuzkontamination zu minimieren. Die Arbeitsumgebung ist vor Übertragung geschützt, und der Träger ist vor Spritzern oder Spritzwasser mit einem Druck von 120 mmHg geschützt.



Produktspezifikationen

Produktbezeichnung	Gesichtsmaske mit elastischen Ohrenschlaufen, Typ IIR
Marke	ABENA
Produktserie	Excellent
Farbe	Blau
Besonderheiten	Ultraschall, unsteril
Einmalige oder mehrfache Verwendung	Einweg
Material	Metall, PE, PP, Spandex
Länge/Tiefe	17.5 cm
Breite	9.5 cm
Schichtmenge	3-Schicht
Zertifizierungen	CE, MD
CE-Klasse	Klasse I
Produkt- oder Prüfnormen	EN 14683:2019+AC:2019
Richtlinien, Verordnungen und Gesetze	MDR (EU) 2017/745
Anweisungen zur Aufbewahrung	Trocken lagern, bei Raumtemperatur und nicht im Sonnenlicht.
Anweisungen zum Entsorgen von Produkten	Mit Hausmüll entsorgen. Bei Kontaminierungsverdacht als klinischen Abfall entsorgen.
Anweisungen zum Entsorgen von Verpackungen	Wiederverwerten oder verbrennen

Anwendungshinweis

Das Nasenstück anpassen und die Maske auf dem Gesicht positionieren; dabei Nase und Mund bedecken. Die Ohrenschlaufen hinter die Ohren legen. Die Maske mit der farbigen Lage nach außen anlegen und immer vollständig entfalten.

Verpackungsinformationen

Einheit	Inhalt	Länge	Breite	Höhe	EAN
kart	1000 stck	52 cm	38 cm	19 cm	5703538256684
pckg	50 stck	10 cm	18 cm	8 cm	5703538256677



Produkte, die mit MD gekennzeichnet sind, gelten als Medizinprodukte.



Das CE-Zeichen garantiert, dass ein Produkt sicher im Gebrauch ist und allen Sicherheitsvorkehrungen entspricht. CE steht für „Conformité Européenne“ (Europäische Konformität) und ist hauptsächlich auf elektronischen Geräten, Sicherheitsausrüstung, Bauprodukten und medizinischen Produkten und Geräten zu finden.



Das Produkt ist latexfrei.



Der OP-Mundschutz entspricht Typ IIR (spritzbeständig) nach EN 14683.



Die Versiegelungen des Produkts sind mit Ultraschall hergestellt.



Das Produkt ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

